



Solución de rayos X veterinarios

vCM605



Utilizado en hospitales de mascotas.

Introducción

Sistema de cirugía veterinaria digital multifuncional


vCM605 es un sistema quirúrgico digital compacto y versátil diseñado para ahorrar espacio y mejorar la eficiencia del diagnóstico, la intervención y los procedimientos quirúrgicos al proporcionar guía y visualización radiológica para los pacientes.




Características del producto



Diseño de planeo libre
no requiere reposicionamiento



Rotación lateral de 360°



Fácil de mover
posicionamiento rápido



Panel de control táctil



Fuerte maniobrabilidad



✓ arriba/abajo



✓ Izquierda/Derecha



✓ Peluca/meneo

Aplicación



Imágenes clínicas



Parámetros técnicos

Modelo	vCM605		
Requisitos del sistema		Tubo de rayos X	
Fuente eléctrica (V)	CA 110/220	Tipo	Giratorio
Potencia (kW)	5	Puntos focales (mm)	0,3/0,6
Detector de panel plano		Marco	
Tipo	Mercu0909F	Tamaño (mm³)	1889 x 1601 x 695
Resolución espacial (lp/mm)	2.4	Peso (kg)	Alrededor de 280
Matriz de píxeles (píxeles)	1024 x 1024	Arco en C	
Paso de píxeles (µm)	205	SID (mm)	1000
Área activa (m)	210 x 210	Espacio libre en el arco (mm)	784
Interfaz de datos	Ethernet de 1 G	Profundidad en arco (mm)	640
Generador		Rotación orbital (°)	150 (117/-33)
Rango KV (kV)	Punto/Pulso 40~125	Rotación lateral (°)	360 (±180)
	Continuidad 40 ~110	Peluca/meneo °	±15
Rango de mA (mA)	Continuo:6.3	Recorrido horizontal (mm)	200
	Pulsado :32	Recorrido vertical (mm)	400
	Spot digital:100		
rango de ms (ms)	10-1600		
Rango Mas (mAs)	0,2-100		

Dimensiones

(Unidad: mm)

