

Anestesia

Máquinas de anestesia RWD,
con 15 años de experiencia clínica veterinaria,
Son un favorito mundial entre los profesionales.
Nuestras máquinas, reconocidas por su fiabilidad y calidad,
Se han instalado en más de 30.000 instalaciones en 130 países.
atendiendo diversas necesidades de anestesia.
Más de 30.000 veterinarios avalan nuestras máquinas de anestesia
por su rendimiento y diseño.
Con configuraciones versátiles,
RWD ofrece la solución de anestesia perfecta para su clínica.





Máquina de anestesia veterinaria R650

R650 se compromete a liderar una nueva experiencia en anestesia animal. Es aplicable a la anestesia clínica de perros, gatos, cerdos, monos, roedores, reptiles, aves, etc.



R650


 R650-Plus
(Caudalímetro dual)

 R650-Pared
(Montaje en pared)

 Manómetro
de presión de resaltado


Interrupción de circuito



Válvula APL

- Vaporizador de alta precisión: cada unidad tiene un informe de precisión.
- Principio de un botón: diseño de circuito doble, que admite un interruptor para cambiar.
- Manómetro de presión destacado: Para sistemas de doble circuito, indica claramente los cambios de presión.
- Válvula APL: límite de presión de 30 cmH₂O, oclusión rápida, ventilación manual más segura.
- Absorbente de CO₂ montado sobre riel: fácil de fijar.
- Buena eliminación de gases residuales: elimine eficazmente los gases anestésicos residuales en la sala de operaciones.
- Elegancia optimizada: disposición de tuberías oculta, minimizando la exposición y los riesgos de fugas.
- Diseño Integrado: Instalación compacta de monitor, ventilador, concentrador de oxígeno, etc.

Información del pedido

N.º de gato.	Descripción
R650	Máquina de anestesia veterinaria (medidor de flujo único)
R650-Plus	Máquina de anestesia veterinaria (caudalímetro doble)
R650-Pared	Máquina de anestesia veterinaria (montaje en pared)

Incluido

N.º de gato.	Descripción
/	Anfitrión de la máquina de anestesia veterinaria
R583-0	Adaptador de fácil llenado
R409-AH-80	Manguera de O ₂ , azul, conector 2x9/16, 2 m
R510-31	Recipiente para filtro de gas, grande
R600-ET	Tubos endotraqueales con balón (1 juego)
R600-NL-0.5L	Bolsa de respiración reutilizable sin látex, 0,5 l
R600-NL-1L	Bolsa de respiración reutilizable sin látex, 1 l
R600-NL-2L	Bolsa de respiración reutilizable sin látex, 2 l
R-BC-DL	Circuito respiratorio de doble rama, 22 mm (M)/15 mm (H), 1,5 m
R-NBC-F(JR)	Circuito sin reinhalación Mapleson F (Jackson-Rees)
R-CT-18	Tubo corrugado - DI 22,0 mm, L1,2 m

► Estante



R650-OH



R650-VH

Información del pedido

N.º de gato.	Descripción	Observaciones
R650-OH	Soporte para concentrador de oxígeno R650	428*396*89,4 mm
R650-VH	Soporte para ventilador R650	317*290*83,2 mm