

## Monitor multiparamétrico veterinario

RM700/RM800/RM800T

Para monitorear varios parámetros, incluidos SpO<sub>2</sub> , ECG, NIBP, TEMP, RESP, ETCO<sub>2</sub> ,



Pantalla LCD TFT de 10,1/12,1 pulgadas, una de 12,1 pulgadas con pantalla táctil opcional



Tecnología Microflow ETCO<sub>2</sub> , frecuencia de muestreo mínima y datos más precisos (opcional)



Diseño compacto: gabinete trasero para fácil almacenamiento de accesorios y peso inferior a 4 kg



Nuevo algoritmo de presión arterial animal para una medición rápida y precisa



Análisis de señales de ECG sincronizadas con múltiples derivaciones para una mejor detección, con 5 derivaciones



Índice de perfusión IP medible para una SpO<sub>2</sub> más precisa
